

A-dec® 400

a dec®



Con una garanzia di 5 anni.

La differenza A-dec

L'affidabilità dei prodotti A-dec garantisce un flusso di lavoro continuo consentendoti di concentrarti su ciò che veramente conta: *il paziente*.

Nessun tempo morto. Costi di gestione irrisori. Utilizzo per moltissimi anni.

Nessun altro produttore di riuniti pone così tanta attenzione alla ricerca, alla progettazione, alla realizzazione e al supporto dei prodotti. Ecco perché dentisti, università e cliniche di tutto il mondo scelgono A-dec.







Accessibile. Forte. Elegante.

A-dec 400 sposa forma e funzionalità per offrire facilità di utilizzo ed eleganza a un prezzo conveniente. Non serve sacrificare l'accesso alla cavità orale per il comfort del paziente: entrambi sono possibili.

Se si aggiungono una struttura solida, uno stile moderno e la versatilità della conversione destro/mancino, abbiamo uno dei migliori riuniti sul mercato.

A-dec 400, un approccio pensato al design dei riuniti.

Prova la grande affidabilità.

Progettazione brillante. Funzionalità. Affidabilità. La filosofia A-dec è di innovare semplificando: con A-dec 400 investi in un prodotto affidabile e semplice da utilizzare. Giorno dopo giorno. Anno dopo anno.



Comfort allo stato puro

Il comfort del paziente è fondamentale per ridurre l'ansia. La poltrona A-dec 400 aiuta a mettere il paziente a proprio agio.

Virtual pivot. Sincronizza i movimenti della poltrona con l'anatomia e i movimenti del paziente.

Poggiatesta a doppia articolazione. Si regola facilmente consentendo un posizionamento ottimale del paziente.

Braccioli a due posizioni. Confortevole sostegno del braccio e del gomito, robustezza e solidità per sostenere sforzi elevati consentendo al paziente di sedersi e alzarsi facilmente.

Poggiapiedi inclinato. Garantisce il giusto comfort alla parte inferiore delle gambe del paziente.

Tappezzerie confortevoli. La semplicità della tappezzeria in termoformato o la morbida eleganza della tappezzeria plus, entrambe disponibili in un vasto assortimento di colori.













Assicurati una carriera in salute

Il segreto della produttività e di una lunga carriera è nel lavorare comodi. L'A-dec 400 è stato progettato per consentire movimenti fluidi ed ergonomicamente corretti.

Schienale della poltrona ultra sottile e flessibile. Con il paziente comodamente rilassato il lavoro del dentista è agevolato grazie allo schienale ultrapiatto con profilo sottile che consente di infilare le ginocchia sotto la poltrona. Progettata grazie ad anni di esperienza, questa combinazione favorisce un miglior posizionamento per il dentista, migliorando nel contempo l'accesso alla cavità orale.


Escursione della seduta. Consente al medico, indipendentemente dall'altezza, di lavorare con il massimo comfort.

Opzioni ergonomiche della faretra odontoiatrica. Posiziona i manipoli e gli strumenti a portata di mano, eliminando movimenti inutili senza distogliere l'attenzione.





Versatilità di A-dec 400, l'affidabilità leggendaria



Come tutti i prodotti A-dec, A-dec 400 è progettato per facilitare l'accesso del team odontoiatrico, migliorare il comfort del paziente e garantire anni di affidabilità assoluta.

Maggiore versatilità destro/mancino. Maggiore produttività. Una vera configurazione ambidestra, per raggiungere tutte le posizioni. Con il sistema Radius, il gruppo idrico e la faretra possono ruotare rapidamente attorno alla poltrona per una facile e rapidissima conversione destro/mancino.

Prevenzione delle infezioni crociate dall'interno. Il cuore della faretra odontoiatrica è il blocchetto pneumatico progettato per la salute del paziente e per un utilizzo senza problemi. L'acqua non ristagna, ma circola ogni volta che viene utilizzato un manipolo.

Sistema di trattamento delle linee idriche integrato. Per prevenire odori, cattivi sapori e il loro deterioramento, i tubicini A-dec sono addizionati dell'antimicrobico AlphaSan®. Il tubo di pescaggio dell'acqua interno del serbatoio da 2 litri e l'attacco a innesto rapido ne facilitano la rimozione e il riposizionamento, riducendo al contempo la possibilità di contaminazione crociata.

Veramente ambidestro.

Configurazioni che favoriscono il tuo stile di lavoro. Le faretre odontoiatriche possono essere installate dalla parte anteriore della poltrona o dagli arredi o parete laterali o posteriori. Conversione destrimane/mancino anche per la strumentazione assistente, disponibile con braccio corto o lungo.





Integrazione semplice

La poltrona odontoiatrica A-dec 400 e la faretra odontoiatrica A-dec 300 offrono la combinazione perfetta di maneggevolezza e stile. La faretra odontoiatrica A-dec 300 è progettata per essere piccola fuori e grande dentro.

Controllo facile e intelligente. Il touchpad deluxe e la pedaliera comando strumenti A-dec 300 si combinano insieme per garantire la massima facilità di controllo delle funzioni dei manipoli, degli accessori integrati, della poltrona odontoiatrica e delle lampade odontoiatriche. Preimpostata la telecamera endorale, l'ablatore, la lampada polimerizzatrice e fino a due micromotori elettrici.

Facilità di aggiornamento. La piattaforma della faretra odontoiatrica consente di integrare le ultime innovazioni di prodotti clinici con le tecnologie del futuro.

Freno del braccio pantografato a pulsante (modelli specifici). È possibile posizionare la faretra odontoiatrica all'altezza desiderata per una facilità d'uso e un'ergonomia ottimale.

Una faretra di assoluto comfort.

Tutti i manipoli e gli strumenti accessori a portata di mano. La faretra odontoiatrica è disponibile sia nella versione Continental, tipo S.P.R.I.D.O., che Traditional, a cordoni pendenti.



Opzioni A-dec 400

Farette odontoiatriche

Quattro diverse possibilità: faretre A-dec 300 Traditional a cordoni pendenti e Continental tipo S.P.R.I.D.O. montate a poltrona, faretra murale cervicale e murale laterale A-dec 500.

Lampada odontoiatrica

Qualunque sia la tua scelta fra lampada A-dec 300 o 500 LED, avrai sempre una intensità luminosa bilanciata e uniforme senza ombre indesiderate. Inoltre, accensione e spegnimento automatici quando la poltrona si reclinata o torna nella posizione ingresso/uscita.

Strumentazione assistente montata a poltrona

Disponibile con braccio lungo e corto e con touchpad integrato. Possibilità di alloggiamento singolo a 3 posizioni o alloggiamento doppio a 2 posizioni.

Supporto monitor

Braccio a doppio perno che include cavi HDMI e di alimentazione pre-cablati. Il braccio portamonitor su centro di supporto può essere ruotato di 430° e inclinato fino a 85°, in modo da consentire la visualizzazione sia dalla posizione seduta che supina.

Bacinella

Prodotta in vetroceramica antimacchia. Può essere ruotata di $\pm 90^\circ$ per facilitare il risciacquo del paziente. Le funzioni temporizzate di riempimento bicchiere e risciacquo bacinella sono programmabili mediante il touchpad.



Tappezzeria in termoformato



Il colore è quell'elemento che fa la differenza nella creazione di un ambiente che esprima la vostra personalità. Ecco perché A-dec offre una vasta gamma di colori per le tappezzerie Plus e in termoformato.



**Ordinate i campioni dal sito
a-dec.com/InspireMe**

Tappezzeria Plus



I colori rappresentati potrebbero non riprodurre fedelmente quelli reali. Rivolgetevi al rivenditore autorizzato A-dec per ottenere campioni colore e le informazioni più recenti sui prodotti.

Specifiche

Poltrona odontoiatrica A-dec 411

Escursione verticale	da 349 mm a 800 mm; da 375 mm a 800 mm con doppio braccio
Lunghezza totale alla massima estensione	1.829 mm
Schienale della poltrona sottile e flessibile	25 mm
Rotazione poltrona	60° (30° su ogni lato rispetto al centro)
Conversione destro/mancino	Sì
Poggiatesta estraibile a doppia articolazione	Sì
Alimentatore 300 watt integrato	Sì
Pulsantiera o pedaliera comando strumenti	Entrambi
Sistema di azionamento	Azionamento ibrido (inclinazione elettro-meccanica, base idraulica)
Opzioni tappezzeria	Plus o termoformato
Opzioni supporto monitor	Lampada, braccio portamonitor

Faretre odontoiatriche

	A-dec 500 murale cervicale	A-dec 500 murale laterale	A-dec 300
Blocchetto pneumatico	4 strumenti	4 strumenti	Standard a 3 strumenti, opzionale a 4 strumenti
Conversione destrimane/mancino	Sì	No	Sì
Manipoli	4	4	4
Maniglie con freno	N/D	1	Prima standard, seconda opzionale
Touchpad deluxe disponibile	Sì	Sì	Sì
Fibre ottiche	Standard	Standard	Opzionale
Pedaliera comando strumenti	Con e senza spray con chip blow o leva	Con e senza spray con chip blow o leva	Con e senza spray, con e senza spray con chip blow o leva
Braccio pantografato con freno pneumatico	N/D	Sì	Sì, tranne A-dec 336
Modelli	A-dec 541 murale cervicale	A-dec 542 murale laterale	Braccio pantografato con freno pneumatico A-dec 333 - modello Continental (tipo S.P.R.I.D.O.) Radius A-dec 335 - modello Continental (tipo S.P.R.I.D.O.) a colonna A-dec 332 - modello Traditional (a cordoni pendenti) Radius A-dec 334 - modello Traditional (a cordoni pendenti) a colonna Regolazione manuale altezza A-dec 336 - modello Traditional (a cordoni pendenti) Radius





Un partner per il successo



A-dec è il partner che ti accompagna nella tua attività. Dalla nostra sede di Newberg, in Oregon, supportiamo filiali e distributori in oltre 100 paesi nel mondo.

Scopri ciò che rende A-dec differente. Visita a-dec.com/TheDifference per capire come ogni dettaglio delle soluzioni A-dec possa garantire un investimento sicuro e duraturo.



A-dec Sede centrale

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 negli USA/Canada
Tel: +1.503.538.7478 fuori da USA/Canada
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 solo Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000 fuori dall'Australia

A-dec Cina

Tel: 400.600.5434 solo Cina
Tel: +86.571.89026088 fuori dalla Cina

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.2332.85 solo Regno Unito
Tel: +44.(0).24.7635.0901 fuori dal Regno Unito



I colori e i prodotti illustrati possono variare rispetto ai materiali realmente in commercio e possono subire modifiche senza preavviso. Consultare il proprio rivenditore autorizzato A-dec per ottenere dei campioni di colore accurati e le informazioni più recenti sui prodotti.

Tutti i marchi commerciali nel presente documento sono soggetti ai diritti sui marchi di A-dec, delle sue affiliate e dei rispettivi fornitori collettivi negli Stati Uniti e all'estero.

© 2021 A-dec Inc. Tutti i diritti riservati.
85.0393.04/E-only/4-21/Rev B