

Выбор A-dec®

Какое решение подойдет именно вам?

a-dec®

У A-dec есть решение для каждого.

A-dec сотрудничает с стоматологическим сообществом на протяжении десятилетий и гарантирует, что все наше оборудование разработано в соответствии с требованиями лечебного процесса. Возможно, у вас в кабинете нет стоматологической установки, которая работает 20 лет, однако, не редкость когда, оборудование A-dec передается из поколения в поколение. Независимо от того, какую стоматологическую установку A-dec вы выберете, вы можете быть спокойны, поскольку мы чрезвычайно дорожим своей репутацией. Наша репутация действительно дорога нам.



A-dec 500 Эффективный доступ. Гибкая интеграция.

Умная система управления. Стоматологическая установка A-dec 500 гарантирует легкую и бесперебойную работу, а также исключительный комфорт для ваших пациентов.



Стоматологическая установка A-dec 400

элегантный дизайн, комфорт пациента и свободный доступ врачебной команды в сочетании с отличными эксплуатационными характеристиками.



Стоматологическая установка A-dec 300

стильная и компактная. A-dec 300 сочетает в себе высокую надежность, превосходный доступ для врачебной команды и минимальные затраты на обслуживание.



A-dec 200 часть полной системы, сочетающей в себе

возможности отличного доступа и комфорта по выгодной цене.

Кресло	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Гидравлический привод кресла с плавным стартом и остановкой	•			(без плавного старта/остановки)
Гибридный привод (гидравлический привод основания кресла/электромеханический привод спинки)		•	•	
Поворотный механизм (на 30° от центра в каждую сторону)	•	•		
Виртуальный шарнир для дополнительного комфорта пациента	•	•	•	
Тонкая спинка 32 мм	•	•	•	
Скользящий подголовник с двойной артикуляцией	Рычаг	Стопорное кольцо или рычаг	Стопорное кольцо	Стопорное кольцо (без скользящего механизма)
Количество положений подлокотников	2	2	2	2
Кресло в нижней точке	343 мм	349 мм	349 мм	381 мм
Кресло в верхней точке	800 мм*	800 мм	800 мм	737 мм
Встроенный источник питания 300 Вт	•	•	•	•
Грузоподъемность	227 кг	181 кг	181 кг	181 кг
Возможность выбора мягкой или гладкой обивки	•	•	•	Только гладкая обивка
Модуль врача				
Модуль врача	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Четырехпозиционный пневмоблок	Стандартное оснащение	Дополнительно	Дополнительно	Стандартное оснащение
Трехпозиционный пневмоблок	—	Стандартное оснащение	Стандартное оснащение	—
Положения держателя	6	5	5	5
Интеграция дополнительных устройств	5	2	2	Есть
Сенсорная панель Deluxe plus	•			
Выбор между программируемыми стандартной или Deluxe plus сенсорными панелями		•	•	•
Опорный модуль	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
Автономная система подачи воды с быстросъемной 2-х литровой бутылкой	•	•	•	(без механизма быстрого отсоединения)
Возможна установка сепаратора для амальгамы	•	•	•	•
Поворотная плевательница	•	(за исключением неподвижной плевательницы)	(за исключением неподвижной плевательницы)	•
Программируемое время смыва чаши плевательницы и наполнения стакана	•	•	•	•
Стоматологический светильник	Светодиодный светильник A-dec 500	Светодиодный светильник A-dec 500, Светодиодный светильник A-dec 300	Светодиодный светильник A-dec 500, Светодиодный светильник A-dec 300	Светодиодный светильник A-dec 200, Светодиодный светильник A-dec 500, Светодиодный светильник A-dec 300

* При максимальном значении верхней границы. Значение верхней границы, установленное на заводе, составляет 737 мм.



A-dec в мире

Выбирая компанию A-dec, вы получаете надежного партнера на пути к успеху в своей практике. Из нашего головного офиса в Ньюберге, штат Орегон, мы поддерживаем международные офисы и сеть специализированных дилеров более чем в 100 странах по всему миру.

Узнайте в чем отличие A-dec. Посетите наш вебсайт a-dec.com/TheDifference, чтобы узнать о том, почему каждая деталь в продуктах A-dec, гарантирует надежные и долгосрочные инвестиции.



Головной офис компании A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA (США)
Тел.: 1-800-547-1883 в США и Канаде
Тел.: 1-503-538-7478 за пределами
США/Канады
Факс: +1-503-538-0276
a-dec.com

A-dec, Австралия

Тел.: 1-800-225-010 в Австралии
Тел.: +61-(0)2-8332-4000 за пределами Австралии

A-dec, Китай

Тел.: 400-600-5434 на территории Китая
Тел.: +86-571-89026088 за пределами Китая

A-dec, Великобритания

Тел.: 0800-233285 в пределах Великобритании
Тел.: +44-(0)-24-7635-0901 за пределами Великобритании



Некоторые символы сенсорной панели являются собственностью компании A-dec Inc. Любое использование этих символов (полностью или частично) без явно выраженного письменного разрешения компании A-dec Inc. строго запрещено.

Показанные цвета и продукты могут отличаться от фактических и могут быть изменены без уведомления. Для получения точных цветовых образцов и самой актуальной информации об изделиях обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

© 2022 A-dec Inc., г. Все права защищены.
85.0394.10/E-only/11-21(2-22)/Rev C2