

**Le choix A-dec®**  
*Quelle solution vous faut-il ?*

M


Modelles



**a dec®**

## À chacun son A-dec.

A-dec travaille en partenariat avec des dentistes depuis des dizaines d'années afin de garantir que la conception de ses équipements réponde à vos attentes. Même si vous ne conservez pas votre fauteuil dans votre cabinet pendant 20 ans, sachez qu'il n'est pas rare de voir l'équipement A-dec se transmettre d'une génération à une autre. Quel que soit le fauteuil choisi, vous pouvez être certain que la qualité de notre équipement est à la hauteur de notre réputation. Car elle en est garante.



### **A-dec 500** Accès optimal. Intégration flexible. Réglage intelligent.

L'A-dec 500 allie simplicité, intelligence et fiabilité pour vous apporter la tranquillité d'esprit dans votre cabinet et offrir un confort optimal à vos patients.



### **A-dec 400** Style contemporain, confort accru du patient et accès amélioré pour l'équipe dentaire, tout cela associé à des performances éprouvées et durables.

L'A-dec 400 allie simplicité, intelligence et fiabilité pour vous apporter la tranquillité d'esprit dans votre cabinet et offrir un confort optimal à vos patients.



### **A-dec 300** Élégant et compact. L'A-dec 300 allie robustesse,

facilité d'accès et entretien minimal.



### **A-dec 200** Élément d'un système complet comprenant des fonctions

d'accessibilité et de confort supplémentaires, le tout à un excellent rapport qualité-prix.

Fauteuil	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Commande hydraulique avec amorti à l'arrêt et à la reprise du mouvement	•			(sans amorti au démarrage/à l'arrêt)
Motorisation hybride (base hydraulique/inclinaison électrique)		•	•	
Pivot (30° de chaque côté du centre)	•	•		
Pivot virtuel pour un confort accru du patient	•	•	•	
Dossier fin (32 mm)	•	•	•	
Tête coulissante à double articulation	Levier de verrouillage	Molette ou levier de verrouillage	Molette de verrouillage	Molette de verrouillage (non coulissante)
Positions de réglage de l'accoudeur	2	2	2	2
Hauteur du fauteuil entièrement abaissé	343 mm	349 mm	349 mm	381 mm
Hauteur du fauteuil entièrement relevé	800 mm*	800 mm	800 mm	737 mm
Alimentation électrique intégrée 300 watts	•	•	•	•
Capacité de charge	227 kg	181 kg	181 kg	181 kg
Choix de la garniture Deluxe ou avec forme	•	•	•	Avec forme uniquement
Unit				
Unit	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Bloc de commandes à quatre positions	Standard	En option	En option	Standard
Bloc de commandes à trois positions	—	Standard	Standard	—
Positions du support	6	5	5	5
Intégration des instruments cliniques	5	2	2	Oui
Clavier Deluxe Plus	•			
Choix d'un clavier programmable standard ou Deluxe		•	•	•
Support central	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
Système de traitement de l'eau autonome avec bouteille de deux litres à raccord rapide	•	•	•	(sans raccord rapide)
Séparateur d'amalgame inclus	•	•	•	•
Pivot de crachoir	•	(pas sur le crachoir en verre fixe)	(pas sur le crachoir en verre fixe)	•
Remplissage du gobelet et rinçage du crachoir programmables	•	•	•	•
Éclairage	LED A-dec 500	LED A-dec 500, LED A-dec 300	LED A-dec 500, LED A-dec 300	LED A-dec 200, LED A-dec 500, LED A-dec 300

\*Avec la limite maximale. La limite maximale définie en usine est de 737 mm.



## A-dec dans le monde

A-dec restera votre partenaire tout au long de votre carrière de praticien. Depuis notre siège social de Newberg dans l'Oregon (États-Unis), nous intervenons auprès de bureaux dans le monde entier et gérons un réseau de distributeurs agréés présents dans plus de 100 pays.

Découvrez les plus d'A-dec. Visitez la page [a-dec.com/TheDifference](http://a-dec.com/TheDifference) pour découvrir à quel point chaque détail d'une solution A-dec compte pour garantir la fiabilité et la longévité de votre investissement.



### **Siège social d'A-dec**

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 USA  
Tél. : 1.800.547.1883 aux  
États-Unis/Canada  
Tél. : 1.503.538.7478 hors  
États-Unis/Canada  
Fax : 1.503.538.0276  
[a-dec.com](http://a-dec.com)

### **A-dec Australie**

Tél. : 1.800.225.010 en Australie  
Tél. : +61 (0)2 8332 4000 hors de l'Australie

### **A-dec Chine**

Tél. : 400 600 5434 en Chine  
Tél. : +86 571 89026088 hors de la Chine

### **A-dec Royaume-Uni**

Tél. : 0800 233285 au Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 hors du Royaume-Uni



Les symboles du clavier sont la propriété d'A-dec Inc. L'utilisation de ces symboles, en tout ou partie, sans le consentement écrit exprès d'A-dec Inc. est strictement interdit.

Les couleurs et les produits pourront être différents selon la matière employée et ils sont sujets à modification sans préavis. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations sur les produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.

©2022 A-dec Inc. Tous droits réservés.  
85.0394.01/E-only/11-21(2-22)/Rev D2