

A-dec® – možnosti volby


Které řešení je to pravé pro vás?



a dec®

Existuje řešení A-dec pro každého.

Společnost A-dec po desítky let spolupracovala se stomatologickou komunitou, aby mohla zaručit, že je naše vybavení navrženo tak, aby se přizpůsobilo vašemu stylu práce. A i když si ve své ordinaci možná nenecháváte 20 let staré křeslo, můžete si být jisti, že u vybavení A-dec není výjimečné, že přechází z generace na generaci. Bez ohledu na to, které křeslo si zvolíte, budete mít klidné spaní díky vědomí, že naše vybavení vyrábíme tak, jako by na něm závisela naše reputace. Protože tak tomu i je.



A-dec 500 Optimální přístup. Pružná integrace. Inteligentní ovládání. Model A-dec 500 přináší inteligentní jednoduchost a neomylný klid duše do vaší ordinace a dokonalé pohodlí pro vaše pacienty.



A-dec 400 Spojení elegantního designu, pohodlí pro pacienty a neomezeného přístupu pro stomatologický tým se skvělým a spolehlivým výkonem.



A-dec 300 Stylové a kompaktní. Model A-dec 300 spojuje robustní provedení, skvělé možnosti přístupu a minimální nároky na údržbu.



A-dec 200 Součást uceleného systému nabitého řadou funkcí pro snazší přístup a pohodlí – to vše za skvělou cenu.

Křeslo	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Hydraulický pohon s mimořádně hladkým rozjezdem/zastavením	•			(bez hladkého rozjezdu/zastavení)
Hybridní pohon (hydraulicky poháněná základna/elektricky poháněné naklápění)		•	•	
Otočný čep (30° na každou stranu od středu)	•	•		
Virtuální otáčivý pohyb pro vyšší pohodlí pacienta	•	•	•	
Tenká opěrka zad (32 mm)	•	•	•	
Posuvná opěrka hlavy s dvojitým kloubem	Uvolnění pomocí páčky	Uzamykací otočný ovladač nebo uvolnění pomocí páčky	Uzamykací otočný ovladač	Uzamykací otočný ovladač (bez posunu)
Počet poloh opěrky ruky	2	2	2	2
Křeslo v nejnižší poloze	343 mm	349 mm	349 mm	381 mm
Křeslo v nejvyšší poloze	800 mm*	800 mm	800 mm	737 mm
Integrovaný 300wattový zdroj napájení	•	•	•	•
Nosnost	227 kg.	181 kg.	181 kg.	181 kg.
Možnost výběru prošívaného nebo tvarovaného čalounění	•	•	•	Pouze tvarované
Stomatologický unit				
Stomatologický unit	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Čtyřpolohový řídicí blok	Standardně	Volitelně	Volitelně	Standardně
Třípolohový řídicí blok	—	Standardně	Standardně	—
Pozice držáku	6	5	5	5
Integrace klinických zařízení	5	2	2	Ano
Ovládací panel Deluxe Plus	•			
Výběr programovatelného standardního ovládacího panelu nebo ovládacího panelu Deluxe		•	•	•
Blok podpory	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
Systém uzavřeného okruhu vody s rychle odpojitelnou 2litrovou láhví	•	•	•	(bez rychlého odpojení)
Možnost použití separátoru amalgámu	•	•	•	•
Plivátko s otočným čepem	•	(není k dispozici na pevném skleněném plivátku)	(není k dispozici na pevném skleněném plivátku)	•
Naprogramování doby plnění kelímku a oplachu misky	•	•	•	•
Operační světlo	A-dec 500 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 200, A-dec 500 LED, A-dec 300 LED

*Při použití maximálního horního limitu. Výrobce nastavený horní limit je 737 mm.



A-dec po celém světě

Se společností A-dec získáváte partnera pro svou praxi. Ze sídla společnosti v Newbergu v Oregonu podporujeme globální kanceláře a síť specializovaných prodejců ve více než 100 zemích po celém světě.

Poznejte odlišný přístup společnosti A-dec. Navštivte stránku a-dec.com/TheDifference a podívejte se, že každý detail řešení společnosti A-dec je zárukou spolehlivé a trvalé investice.



Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1.800.547.1883 v USA a Kanadě
Tel.: +1.503.538.7478 mimo USA a Kanadu
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Austrálie

Tel.: 1.800.225.010 v Austrálii
Tel.: +61.(0)2.8332.4000 mimo Austrálii

A-dec Čína

Tel.: 400.600.5434 v Číně
Tel.: +86.571.89026088 mimo Čínu

A-dec Velká Británie

Tel.: 0800.233285 ve Velké Británii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 mimo Velkou Británii



Některé symboly na ovládacích panelech jsou chráněny patentem společnosti A-dec Inc. Jakékoli použití těchto symbolů, vcelku i částečně, bez výslovného písemného povolení společnosti A-dec Inc. je přísně zakázáno.

Zobrazené barvy a produkty se mohou od skutečných materiálů lišit a mohou být bez upozornění změněny. Přesné vzorky barev a nejaktuálnější informace o produktech vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

©2022 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena.
85.0394.11/E-only/11-21(2-22)/Rev C2