

Opciones de A-dec®

¿Cuál es la solución correcta para usted?


Opciones



a dec®

Hay un A-dec para cada profesional.

A-dec ha trabajado con la comunidad odontológica durante décadas y, en consecuencia, garantiza que el diseño de los equipos se adecue a la forma de trabajo de los profesionales. Y, aunque posiblemente no conserve un sillón de 20 años en su consultorio, tenga la certeza de que no es inusual que los equipos de A-dec se transfieran de generación en generación. Sin importar cuál sillón elija, tendrá la tranquilidad de saber que fabricamos los equipos como si nuestra reputación dependiera de ellos. De hecho, sí lo hace.



A-dec 500 Acceso óptimo. Integración flexible. Control inteligente.

El modelo A-dec 500 proporciona una simpleza inteligente y una tranquilidad infalible a su consultorio, además de una comodidad suprema para sus pacientes.



A-dec 400 Diseño elegante, comodidad para el paciente y acceso al equipo dental sin restricciones, además de un rendimiento sólido y confiable.



A-dec 300 Elegante y compacto. El modelo A-dec 300 combina

un diseño sólido, un maravilloso acceso y un mínimo mantenimiento.




A-dec 200 Parte de un sistema completo con características para

proporcionar mayor comodidad y accesibilidad, todo a un fabuloso valor.

Sillón	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Tracción hidráulica para arranque/parada ultrasuave	•			(sin arranque/parada suave)
Transmisión híbrida (base hidráulica/inclinación eléctrica)		•	•	
Pivote (30° a cada lado del centro)	•	•		
Pivote virtual para mayor comodidad del paciente	•	•	•	
	•	•	•	
Apoyacabezas deslizante de doble articulación	Liberación con palanca	Control giratorio de bloqueo o liberación con palanca	Control giratorio de bloqueo	Control giratorio de bloqueo (sin deslizamiento)
Ajustes multiposición del apoyabrazos	2	2	2	2
Sillón en el punto más bajo	343 mm	349 mm	349 mm	381 mm
Sillón en el punto más alto	800 mm*	800 mm	800 mm	737 mm
Suministro eléctrico de 300 vatios integrado	•	•	•	•
Capacidad de carga	227 kg	181 kg	181 kg	181 kg
Opción de tapizado cosido o formado	•	•	•	Solo formado
Sistema dispensador				
Sistema dispensador	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Bloque de control de cuatro posiciones	Estándar	Opcional	Opcional	Estándar
Bloque de control de tres posiciones	—	Estándar	Estándar	—
Posiciones del soporte	6	5	5	5
Integración con dispositivos clínicos	5	2	2	Sí
Panel táctil deluxe plus	•			
Opción de panel táctil estándar o de lujo programable		•	•	•
Centro de soporte	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
Circuito autónomo de agua con botella de 2 l de desconexión rápida	•	•	•	(sin desconexión rápida)
Incluye separador de amalgama	•	•	•	•
Pivote de escupidera	•	(no en la escupidera fija de vidrio)	(no en la escupidera fija de vidrio)	•
Tiempo programable del vaso y el tazón	•	•	•	•
Lámpara dental	LED A-dec 500	LED A-dec 500, LED A-dec 300	LED A-dec 500, LED A-dec 300	A-dec 200, LED A-dec 500, LED A-dec 300

* Con el límite superior máximo. El límite superior máximo establecido de fábrica es de 737 mm.



A-dec en el mundo

En A-dec, encontrará un socio que lo acompañará a lo largo de toda su carrera profesional. Desde nuestras oficinas centrales en Newberg, Oregón, EE. UU., brindamos soporte a oficinas globales y contamos con una red de distribuidores especializados en más de 100 países de todo el mundo.

Descubra la diferencia de A-dec. Visite a-dec.com/TheDifference para descubrir cómo cada uno de los detalles de las soluciones de A-dec garantiza una inversión confiable y duradera.



Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregón 97132 EE. UU.
Tel.: 1.800.547.1883 dentro
de EE. UU./Canadá
Tel.: +1.503.538.7478 fuera
de EE. UU./Canadá
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel.: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel.: +61.(0)2.8332.4000 fuera de Australia

A-dec China

Tel.: 400.600.5434 dentro de China
Tel.: +86.571.89026088 fuera de China

A-dec Reino Unido

Tel.: 0.800.233285 dentro del Reino Unido
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 fuera del Reino Unido



Ciertos símbolos del panel táctil son propiedad de A-dec Inc. Cualquier uso de estos símbolos, total o parcial, sin el consentimiento expreso y por escrito de A-dec Inc. está estrictamente prohibido.

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con el distribuidor de A-dec autorizado correspondiente para obtener muestras de los colores exactos y la información más reciente sobre los productos.

©2022 A-dec Inc. Todos los derechos reservados.
85.0394.27/E-only/11-21(2-22)/Rev G2