

A-dec脚踏开关操纵杆



“
将其视为一个定速控制开关。在确定好所需的速度后，您可以释放自己的双脚。您不但能继续享受到完整功能，还能以更加轻松自如的姿态进行操纵。

高级产品经理Sam Zemke

A-dec脚踏开关操纵杆

您的双脚只需略微轻轻地移动，便能精确调节电动牙科手机马达的速度。在牙科手机达到所需的速度后，您可以将双脚平放在地面上放松，然后继续以更轻松自如的姿态开展治疗操作。A-dec最新款脚踏开关的设计实现了便捷的操作杆左右移动，因此您可以直观地在湿态和干态开关之间切换，而无需将视线从患者身上移开。



优点：

- 精确调节和控制电动牙科手机马达的速度。
- 双脚可在操作期间休息，从而使脚部和腿部放松。
- 直观的湿态/干态两端操作和吹屑/附件按钮使您能够专注于治疗患者。
- 提供符合人机工程学的“运动姿态”定位。
- 与A-dec 300、和500牙科治疗台兼容。
- 提供5年的质量保证。

要了解详细信息，请与您当地授权的A-dec经销商联系，或访问a-dec.com。