

Sterownik nożny z dźwignią A-dec



“
To działa jak tempomat. Po określeniu docelowej szybkości możesz rozluźnić stopę. Wciąż możesz korzystać ze wszystkich funkcji, ale nie wymaga żadnego wysiłku.

Sam Zemke, starszy menedżer produktu

”

Sterownik nożny z dźwignią A-dec

Niewielkie, naturalne przesunięcie stopy przekłada się na precyzyjną modulację szybkości obrotów końcówki elektrycznej. Jak tylko osiągniesz docelową szybkość obrotów końcówki, możesz ułożyć stopę płasko na podłodze i kontynuować pracę w bardziej wygodnej pozycji. Najnowszy sterownik nożny firmy A-dec wyposażono w dźwignię, którą użytkownik może w prosty sposób przesunąć w lewo lub prawo, dzięki czemu w sposób intuicyjny przełącza między cięciem na mokro i na sucho bez konieczności odrywania wzroku od pacjenta.



Zalety:

- Precyzyjna modulacja i kontrola szybkości obrotów końcówki elektrycznej.
- Odpoczynek dla nóg i stopy podczas pracy.
- Intuicyjne przełączanie między cięciem na mokro i na sucho oraz przycisk aktywujący przedmuch na końcówkach pozwalają w pełni skupić uwagę na pacjencie.
- Sprzyja przyjmowaniu prawidłowej (ergonomicznej) postawy ciała.
- Zgodny z systemami do podawania A-dec 300 oraz 500.
- Chroniony 5-letnią gwarancją firmy A-dec.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem urządzeń firmy A-dec lub odwiedzając witrynę a-dec.com.