

A-decレバーフットコントロール



クローズコントロールのようなものだと思っていた
ただいいでしょう。お望みのスピードを決めて
しまえば、あとは足をリラックスさせることができ
ます。完璧な機能性を損なわずに、快適に運転で
きるというわけです。

Sam Zemke、シニアプロダクトマネージャー

A-decレバーフットコントロール

足を自然に動かすことで、ハンドピースの電動モーターのスピードを正確に調節できます。お望みのスピードになったところで、足を床に置いてリラックスした状態になれます。A-decの最新のフットコントロールは左右にレバーを動かすだけで操作できます。患者から目を離すことなく、直感的にウェットとドライを切り替えることが可能です。



利点：

- ハンドピースの電動モーターのスピードを正確に調節、操作
- 操作中に足を床に置いてリラックスさせる事が可能
- 直感的なウェット/ドライの切替操作とチップブロー/アクセサリボタンで患者への集中を維持
- 人間工学に即した「アスレチック スタンス」の姿勢を促進
- A-dec 300、および500デリバリーシステムに対応
- 5年間の保証つき

詳細はA-dec取扱店にお問い合わせいただくか、a-dec.comにアクセスしてください。