

# Motor eléctrico NLZ®



## Integración perfecta. Mayor control.

El motor eléctrico NLZ ofrece una solución más capaz y receptiva para facilitar el manejo. Al combinarlos con la memoria programable y la pantalla de potencia intuitiva del panel táctil A-dec®, puede integrar completamente el sistema dispensador y enfocarse en lo importante: sus pacientes.

Con el NLZ en el sistema dispensador A-dec, disfrutará de un consultorio ordenado con un acceso todo en uno para hacer lo siguiente:

- Mejorar el control, la productividad y la facilidad de uso.
- Eliminar la necesidad de estirarse, de retorcerse y de girarse.
- Programar la configuración para ajustarla a sus preferencias.
- Controlar la velocidad y cambiar entre avance y retroceso.



Motor eléctrico NLZ para aplicaciones de alta y baja velocidad, incluida la endodoncia.



Potencia y control integrados al alcance de la mano con el panel táctil A-dec.

## Sensación natural. Capacidad de uso excepcional.

Existe un motivo por el que el motor NLZ cuenta con un diseño de titanio. Este metal es un 30 % más ligero que el acero inoxidable y, sin embargo, es más resistente. Brinda una sensación táctil natural y una capacidad uso excepcional. El motor NLZ le permite adquirir una mayor precisión y atender a los pacientes de manera más eficiente porque posee aplicaciones que abarcan desde la reducción total de la velocidad alta y el acabado preciso de la velocidad baja, hasta funciones especiales, como la endodoncia.

**Reduzca la fatiga:** el diseño en titanio es ligero y cómodo, lo cual permite una manipulación equilibrada.

**Aumente el rendimiento:** disfrute de un rango completo de velocidad y toda la potencia que necesita.

**Trabaje con precisión y consistencia:** programe configuraciones de activación, velocidad, torque y dirección.

**Haga más en menos tiempo:** la pieza de mano se activa cuando la levanta del soporte para que pueda ver la pantalla cuando lo necesite.

**Reduzca la limpieza y extienda la vida útil del producto:** el motor no tiene escobillas y es esterilizable en autoclave.

**Ilumine el procedimiento:** la iluminación integrada con calidad de luz diurna le ofrece una visión clara.



Detalles	NLZ
Aplicaciones	Restaurativo general, profilaxis, endodoncia
Sistema dispensador A-dec	A-dec 500 Pro/A-dec 500/A-dec 300 Pro/A-dec 300/A-dec 200
Controlador micromotor*	NLZ BA
Micromotor y manguera	A-dec NLZ (fábrica) o NSK® NLZ (instalación en el lugar)
Compatibilidad contraángulo	Tipo E
Tipo de motor	Micromotor sin escobilla
Velocidad (modo estándar)	De 1.000 a 40.000 min <sup>-1</sup>
Velocidad (modo de endodoncia)	De 100 a 5.000 min <sup>-1</sup>
Par de torque (modo estándar)	Máx. 4,0 Ncm
Par de torque (modo de endodoncia)	Máx. 3,0 Ncm
Peso	57 g (solo micromotor)
Lámpara	Calidad de luz diurna

\* Se requiere un controlador de motor eléctrico para el sistema dispensador A-dec. Este se configura en el momento de la compra de su equipo A-dec.

### Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 EE. UU.

T.: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá

T.: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá

**a-dec.com**

### Otras ubicaciones:

A-dec Nashville Experience Center

A-dec Australia

A-dec Reino Unido

Los colores y productos que se muestran pueden variar y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con el distribuidor de A-dec autorizado para obtener la información del producto más actualizada. Todas las marcas comerciales de este documento están sujetas a los derechos de marcas comerciales de A-dec, sus filiales y los proveedores colectivos que están en Estados Unidos y los demás países.

©2024 A-dec Inc. Todos los derechos reservados.  
85.0299.27/E-only/1-24/Rev D